



Dispositif d'imagerie oculaire portable
QuickVue® VPA-200

Dispositif d'imagerie oculaire portable

QuickVue® VPA-200



Adaptateur d'imagerie pour smartphone pour l'observation du segment antérieur

QuickVue® VPA-200 est un adaptateur d'imagerie oculaire pour smartphone destiné à l'observation et à la documentation photographique du segment antérieur de l'œil. Il est équipé d'une lentille haute résolution avec un grossissement 10x et d'un système d'éclairage LED blanc et bleu cobalt. L'appareil se fixe directement sur la majorité des smartphones et permet la capture d'images ou de vidéos à des fins de suivi clinique des pathologies cornéennes.

Système optique et éclairage


Le dispositif intègre une lentille offrant un grossissement 10x. L'éclairage LED comprend une lumière blanche avec deux niveaux de luminosité et une lumière bleue cobalt. Le passage d'un mode d'éclairage à l'autre s'effectue par pression successive sur l'interrupteur d'alimentation. Un filtre jaune rabattable permet l'examen à la fluorescéine.

Compatibilité et installation

QuickVue® est compatible avec la plupart des modèles de smartphones. Il se fixe à l'aide d'un coussin d'air assurant une fixation stable sur le smartphone. L'alignement de la micro-lentille avec l'objectif de la caméra est vérifié via l'image de prévisualisation affichée à l'écran.

Utilisation

L'appareil s'utilise en association avec l'application appareil photo du smartphone. L'observation s'effectue à une distance d'environ 2 cm de l'œil du patient. QuickVue® est destiné uniquement à l'observation visuelle et à la documentation, et non à un usage diagnostique.



>> RÉSULTATS

- **Grossissement** : 10X
- **Éclairage** : LED blanche (2 niveaux), LED bleu cobalt
- **Filtre jaune** : intégré

- **Autonomie** : environ 6 heures
- **Batterie** : lithium-ion rechargeable
- **Recharge** : câble USB Type-C, 5V / 1A
- **Poids** : 40 g
- **Interface PC** : USB type C ou A



FAX INTERNATIONAL
1 rue Hélène Boucher - 35235 Thorigné Fouillard
02 57 67 08 51 - administration@fax.fr
www.faxinternational.fr

Ce produit est un dispositif médical marqué CE destiné aux professionnels de santé.
Lire attentivement la notice avant utilisation.
Fabricant : VisuScience Meditech Co., Ltd, China
Distributeur : FAX INTERNATIONAL, France
Dernière mise à jour : 09/2026

